


saharagelb 326



terracotta 110




granatrof 111



polgrün 212



planetblau 215




schwarz 211




gelb 250



kakao 109




ginkgogrün 102




blau 128



weiß 043




mango 327



rosé 126



lindgrün 329




rauchblau 222




hermelin 216




sand 103




flieder 220




mintgrün 223



stahlblau 221




grau 125



terra 171



atlasrot 214



grün 127



ozeanblau 328



anthrazit 112

ProLINE

Eigenschaften:


Lederähnliche Oberfläche mit einer hautsympathischen Beschichtung. Das Material ist wasserundurchlässig und desinfizierbar. Auf keinen Fall dürfen Mittel mit folgenden Inhaltsstoffen verwendet werden: Alkoholanteil >30%, Acetone, Perchloräthylen, Trichloräthylen, Lösungs- und Schleifmittel.



Pflegeempfehlung:

Die DKL-Pflegemittel ermöglichen eine lange Lebensdauer der Polster sowie Schutz vor vorzeitiger Aushärtung und Verfärbung.

Reinigen mit DentaClean,
Schützen mit DentaProtect



Das Kunstleder dieser Kollektion ist geeignet für den Polsterbezug sämtlicher Liegenmodelle, außer: Castellini (Thesi A + S), Baisch

Minimale Farbabweichungen zwischen Muster- und Originaloberfläche sind technisch bedingt.



Stand April 2009

DKL GmbH
D.E.T.CHAIRS

An der Ziegelei 4 · D-37124 Rosdorf
Fon +49 (0)551-50 06 0
Fax +49 (0)551-50 06 299
www.dkl.de · info@dkl.de

